



IGG

ایده گستر قدرت

New Tech, New Life

WWW.IGG-MED.COM

شرکت ایده گستر قدرت نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش سنو استار در ایران

clear Image



مشاوره رایگان
۰۹۱۲۸۹۰۸۸۴۹


USB/Wifi Double Mode Probe Type Ultrasound Scanner

- High cost-effective
- Small and light, easy to carry and operate
- Advanced digital imaging technology, clear image
- Intelligent terminal platform, powerful expansion functions on application, storage, communication, printing

ایده گستر قدرت



سنو استار



Specifications

- Scanning mode: Electronic array
- Display mode: B, B/M, B+Color, B+PDI, B+PW
- Probe frequency: Convex 3.5MHz/5MHz, Linear 7.5MHz/10MHz
- Scan depth: Convex 90/160/220/305mm, Linear 20/30/40/55mm
- Scan angle: Convex 60°
- Head radius: Convex 60mm
- Scan width: Linear 25mm
- Image Adjust: BGain, TGC, DYN, Focus, Depth, Harmonic, Denoise, Color Gain, Steer, PRF
- Cineplay: auto and manual, frames can set as 100/200/500/1000
- Puncture assist function: the function of in-plane puncture guide line, out-of-plane puncture guide line, automatic blood vessel measurement.
- Measure: Length, Area, Angle, Heart rate, Obstetrics
- Image save: jpg, avi and DICOM format
- Image frame rate: 22 frames/second
- Dimension: 11*6*2cm
- Weight: 120g
- Working system: Apple iOS and Android, Windows



Product Configuration

Standard Configuration: Probe Type Ultrasound Scanner x 1 unit, USB Connect and Charging Cable x 1pc

Optional: , Carrying Bag or Aluminium Suitcase(options), Stainless Steel Puncture Guide, Android or iOS Phone/Tablet, Windows PC, Tablet Bracket, Trolley

Sonostar Technologies Co., Limited

Address: C Building, #27 Yayingshi Road, Science Town, Guangzhou, China

Tel: +86-20-32382095

Fax: +86-20-62614030

Web: www.sonostar.net

E-mail: sales@sonostar.net